

SANKO

皮膚赤外線体温計 UT-701

おでこで測る

でこピッと



非接触体温計

医療機器認証番号 226AFBZX00169000
医療機器の分類 管理医療機器
製造元 株式会社エー・アンド・デイ

【特徴】

非接触式

肌に触れず
衛生的

はやい・簡単

おでこにかざすだけ
約1秒測定

こだわり
デザイン

小型・軽量・自立型

プラス機能

発熱アラーム
ブザー音入切
メモリ

モード切替

体温計
温度計
室温表示

【製品仕様】

検温方式	赤外線式
測定部位	皮膚（額中央部）
表示範囲	体温：+34℃～+42.2℃ 温度：-22℃～+80℃
温度精度	体温計モード：±0.2℃（+36.0℃～+39.0℃）それ以外は±0.3℃ 温度計モード：±0.3℃（+22.0℃～+42.2℃）-22℃～+21.9℃、+42.3℃～+80℃の間は ±4%または±2℃のいずれか大きいほうの値
機能	体温計モード、温度計モード、室温表示、発熱アラーム、ブザー音 ON/OFF 切替、25メモリ
電池	DC3V（CR2032 リチウム電池 1個）
電池寿命	2,000回
使用温湿度	+10℃～+40℃ 15%RH～90%RH
保存温湿度	-20℃～+50℃ 95%RH 以下
外形寸法	幅46×奥行40×高さ81mm
本体質量	約60g（電池含む）
付属品	保護用キャップ、お試用リチウム電池、取扱説明書（保証書付）、添付文書

※本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

株式会社サンコウ電子研究所

東京営業所 03-3254-5031

大阪営業所 06-6881-1230

仙台営業所 022-292-7030

名古屋営業所 052-915-2650

福岡営業所 092-282-6801

営業統括部 03-3254-5033